

## Przenośne łóżko do masażu MOVIT



### **OGÓLNE OSTRZEŻENIA:**

- Ostrożnie otwórz opakowanie, aby nie uszkodzić elementów znajdujących się w środku. Małe części zaleca się umieścić w małym pojemniku, aby się nie zgubiły.
- Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy oraz czy żaden z nich nie jest uszkodzony.

- Jeśli łożko do masażu zostanie złożone z wadliwą częścią, a następnie dojdzie do jego uszkodzenia, nie będzie można skorzystać z gwarancji.
- Nigdy nie obciążaj łożka do masażu większym ciężarem niż zalecany w opisie produktu.
- Nie skacz po łożku do masażu ani nie wykonuj podobnych czynności – może to doprowadzić do jego niestabilności i uszkodzenia.
- Używaj łożka do masażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – jako przenośnego łożka do masażu.
- Regularnie sprawdzaj, czy linki nie są zużyte oraz czy śruby są odpowiednio dokręcone.
- Do czyszczenia powierzchni nie używaj środków na bazie alkoholu, które mogą ją uszkodzić. Stosuj jedynie delikatny roztwór mydła, miękką ściereczkę, a następnie wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Przed obciążeniem łożka do masażu upewnij się, że wszystkie cztery nogi stoją stabilnie, są równe, a górna powierzchnia znajduje się na tej samej wysokości.

### **PRZEBIEG MONTAŻU:**

**KROK 1:** Ostrożnie otwórz opakowanie i umieść jego zawartość obok łożka do masażu, tak jak pokazano na ilustracji.



**KROK 2:** Obróć śrubki o 1/2 obrotu, jak pokazano na rysunku 1. Następnie wkręć pozostałe 7 śrubek (łącznie w zestawie znajduje się 8 sztuk). Na końcu przymocuj zawiasy, tak jak pokazano na kolejnym rysunku.



## **UWAGA:**

Zwracamy uwagę, że podczas mocowania zawiasów należy trzymać łóżko do masażu złożone pod kątem 90° (dokładnie tak, jak pokazano na rysunku).

**KROK 3:** Pod odpowiednim kątem (patrz rysunek) przymocuj linki do łóżka do masażu. Następnie postaw je na podłodze i upewnij się, że linki są ustawione pod właściwymi kątami prostymi.



## **SKŁADANIE I ROZKŁADANIE ŁÓŻKA DO MASAŻU:**



## **KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW:**

**ZAGŁÓWEK** – zagłówek ma kształt półksiężyca, można go łatwo ustawić na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem nachylenia za pomocą uchwytu.



**REGULOWANA PODPÓRKA POD ŁOKCIE** – jest to przydatny element zapewniający podparcie łokci podczas masażu. Zamocuj podpórkę zgodnie z rysunkiem, a następnie wyreguluj pasek do odpowiedniej pozycji.



**PODPÓRKA BOCZNA** – dodatkowa podpórka, którą wkłada się w otwory po bokach łóżka do masażu.

**REGULACJA WYSOKOŚCI** – odpowiednia wysokość stołu zależy od wzrostu masażysty oraz stosowanej techniki masażu.

#### **PIELĘGNACJA ŁÓŻKA DO MASAŻU:**

- Codzienna pielęgnacja: usuń zabrudzenia powstałe w ciągu dnia za pomocą delikatnej wody z mydłem, a następnie osusz miękką, bezpyłową ściereczką.
- Dezynfekcja: w razie potrzeby dezynfekuj powierzchnię środkami dezynfekującymi na bazie izopropanolu.

- Usuwanie zabrudzeń: mniejsze plamy można usuwać nieściernymi środkami czyszczącymi, następnie dokładnie spłukać wodą i osuszyć ściereczką; większe plamy mogą wymagać profesjonalnego czyszczenia.
- Łóżko do masażu należy przechowywać w suchym środowisku.